

Descúbralo cuando Usted lo Sospeche — Con un Solo Paso, En el Sitio, La Solución para detectar el consumo de Droga



Como ningún otro detector por la Saliva, OraLine[®]:

- Pruebe las Drogas principales – no sus derivados o metabolitos, que en muchos casos no están presentes en la saliva
- Colecciona saliva directamente en el dispositivo sin el uso de almohadillas, estimulantes fluidos orales, o probadores que pueden comprometer los resultados
- Usa solo las membranas de la mas alta calidad – desarrolladas y fabricadas en USA
- Membranas diseñadas específicamente para el uso con la saliva – no es una prueba de orina convertida
- Tiras codificadas a color, claramente indican la posición de las zonas de reacción y la integridad de la prueba

**La prueba por Droga en la Saliva mas sensible para detectar la
Marijuana³— La Droga mas Ampliamente Abusada hoy día**

Provee pruebas y resultados confiables para 4 de las drogas más comúnmente abusadas:

- Marijuana – THC
- Cocaine – COC
- Methamphetamines – MET
- Opiates – OPI

- Descubre el uso reciente de la marijuana a niveles desde 4 ng/mL
 - Impedimento por consumo de marijuana a niveles tan bajos como 5 mg/mL han sido demostrados³
- La sensibilidad apropiada permite niveles de detección relevantes y evita los problemas asociados con el deterioro, en lugar de confiar en una estrategia de disuasión



For further information about the OraLine® product line, please visit our website at: www.sunbiomed.com


OraLine® Es Fácil de Usar y Produce Resultados Pertinentes y Oportunos



- Rápido, fácil de usar, la prueba puede administrarse en cualquier sitio
- **Ofrece resultados en solo 10 minutos!**
- Proceso patentado de colección, es seguro y limpio
- Requiere entrenamiento limitado


OraLine® Provee los Resultados **Faciles-de Leer** que Usted Requiere

leyendo la Pantalla OraLine®



Solo OraLine® tiene líneas verdes en la etapa pre-prueba, permitiendo al usuario estar cierto que la prueba va a ser valida y lista para su aplicación.

A los Dispositivos de la Competencia Les Falta una Referencia Visible



- Otras pruebas de droga de saliva solo indican una reacción negativa, No ofrecen una referencia visible que le permite al usuario confirmar la presencia de las zonas validas
- La línea de control solo indica que la saliva ha fluido hasta ese punto en la membrana
- Esto implica que no hay manera de saber con certeza si un resultado positive es realmente positive o si el dispositivo ha sido usado anteriormente o estaba invalidado